



Обеспечение эффективного и легко управляемого введения контрастного вещества и физиологического раствора.

Новые усовершенствованные одноразовые комплекты для одного пациента*




AVA 500 SPAT E,
длиной 52 дюйма,
с гемодинамическим портом.



AVA 500 SPAT L,
длиной 65 дюймов,
с гемодинамическим портом
(порт не входит в комплект).



AVA 500 SPAT - Ангио,
длиной 65 дюймов,
без гемодинамического порта.



Аванта – современная система для введения инфузий при проведении вами всех ангиографических исследований сердца и сосудов.

Компания «МЕДРАД» усовершенствовала основные характеристики одноразового комплекта для одного пациента (SPAT):

- Усовершенствованный узел изолирования давления обеспечивает более стабильную и точную форму сигнала колебаний гемодинамики.
- Усовершенствованная система является более гибкой, люэровские адаптеры вращаются более свободно, обеспечивая большую легкость при использовании.
- Оптимальное место расположения порта запорного крана обеспечивает легкий доступ.
- Усовершенствованная система прокачки магистрали «одним касанием» упрощает удаление воздуха из линий контрастного вещества и физиологического раствора.
- Различные конфигурации и длины трубок соответствуют требованиям различных методик исследований.

* Одноразовые комплекты не содержат латекс и диэтилгексилфталат.



Одноразовые стерильные комплекты для нескольких пациентов*



Одноразовый стерильный комплект для нескольких пациентов
AVA 500 MPAT.
Количество в коробке - 25 штук.



Ручной контроллер
AVA 500 HC.
Количество в коробке - 25 штук.

Одноразовые стерильные принадлежности для одного пациента*



Одноразовый чехол дисплея блока управления
AVA 500 DCOV.
Количество в коробке - 25 штук.



Одноразовый чехол ручного контроллера
AVA 500 HCS.
Количество в коробке - 25 штук.

*Одноразовые комплекты не содержат латекс и диэтилгексилфталат.

Варианты монтажа



МЕДРАД Аванта®
Пьедестальная
инъекционная система
AVA 500 PEDL



МЕДРАД Аванта®
Настольная
инъекционная система
AVA 500 TABL

Инъекционная система для введения инфузий МЕДРАД Аванта предназначена для внутрисосудистого введения контрастного вещества и промывания физиологическим раствором во время ангиографических исследований. Для получения более полной информации воспользуйтесь инструкцией по применению препарата.
МЕДРАД и МЕДРАД Аванта являются федерально зарегистрированными торговыми марками «МЕДРАД, Инк.» США.
© «МЕДРАД, Инк.» Все права защищены.

DF-111412 Rev. 01 2029-001 1/2010

medrad
Interventional™

МЕДРАД Интервеншнл - США
Уан Медрад Драйв, Индианола,
штат Пенсильвания, 15051-0780 США
телефон: 1 800 MEDRAD 1
1 800 633 7231